

**支原体清除试剂(1000X)****【产品编码】**

211162

**【包装规格】**

1 mL/瓶

**【产品简介】**

支原体清除试剂是一种用于抑制和清除在细胞培养中广泛存在的支原体污染的试剂,可以用于消除细胞中已有的支原体污染。

本试剂可以有效抑制并清除多种支原体,例如口腔支原体(*Mycoplasma orale*),精氨酸支原体(*M. arginini*),猪鼻支原体(*M. hyorhinis*)和莱氏无胆甾原体(*Acholeplasma laidlawii*)等。

本试剂含有两种杀菌成分:大环内酯类和喹诺酮类抗生素。可有效作用于支原体复制的蛋白合成阶段和DNA复制阶段,只需两周即可清除支原体污染,并且对细胞代谢影响小。本试剂对细胞内支原体和胞外游离的支原体都十分有效,并且对多种革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌也有一定的清除作用。

本试剂有效清除支原体的浓度为12.5-37.5  $\mu\text{g/mL}$ ,一般使用浓度为25  $\mu\text{g/mL}$ 。具体的工作浓度因支原体的种类不同而有所不同,在实际清除支原体污染时需自行摸索适当的工作浓度。

**【主要组成成分】**

产品组成	
支原体清除试剂(1000X)	(50mg/mL)
说明书	1份

**【储存条件及有效期】**

-20℃保存,有效期 1 年

**【使用说明】**

本产品已经过滤除菌,可以直接使用。使用时请根据实验需要按照适当比例进行稀释,一般稀释1000倍使用。

**【注意事项】**

1. 本品仅供科研使用,不能用于临床治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本试剂可以有效抑制或清除多种支原体,但并不能确保可以抑制或清除实际实验操作中遇到的任何类型的支原体。并且在长期使用本试剂的情况下,不排除会有支原体产生抗性。

**【基本信息】**

生产企业: 无锡耐思生命科技股份有限公司

生产地址: 无锡市新吴区梅村工业园锡达路530号

售后服务单位: 无锡耐思生命科技股份有限公司

售后地址: 无锡市新吴区梅村工业园锡达路530号

联系方式: +86-510-68006788

邮箱: info@nest-wuxi.com