



智能生物样本 管理系统

秒间识别
智能管理

秒间批量识别、独创颠覆性智能管理模式

支持同时管理多个类型样本库

支持多个终端同时使用

支持不同容量的冻存管





产品优点

秒间智能识别

秒间智能识别, 3-5 秒内完成整盒识别, 瞬间完成出入库。

永久保存

永久保存历史记录, 所有操作信息一目了然。

多终端

服务端储存, 支持多个终端同时使用。

效率高

一套系统, 同时可管理多个立式冰箱、卧式冰箱、液氮罐等。

高兼容性

支持不同尺寸的冻存盒, 9*9、10*10、12*8 的冻存盒均可使用。

易操作

引导式操作, 智能判断入库类型并且引导用户进行出入库操作。


智能选择

智能选择位置。

易管理

层级管理设计, 防止误删信息。


解决方案



产品参数

产品型号	M-biol 一盒子版	产品型号	S-biol 一扫码枪版
整盒扫描时间	3-5s	单管扫描时间	0.5s
正常识别率	≥99.99%	正常识别率	≥99.99%
系统接口	USB	系统接口	USB
操作系统	Windows 10 64bit	操作系统	Windows 10 64bit
输入功率	220±20V~,10W	输入功率	5V, 2W
工作环境温度	0-40°C	工作环境温度	0-40°C

可配套冻存管/冻存盒



适用场景



医疗卫生
服务机构



科研院所



生物制药企业



生物实验室



细胞库精子库...