

关于 PET 方形试剂瓶尺寸变更的通知

尊敬的代理商、经销商及广大的客户朋友们:

你们好!

非常感谢各位一如既往对 NEST 品牌以及产品的信任和支持,感谢各位在科学研究及生产过程中选择使用耐思的产品。

为提高耐思方形试剂瓶产品使用体验,我司现调整 PET 方形试剂瓶的尺寸。调整内容包含瓶身大小以及瓶盖大小,各产品尺寸示意图详见附件 1,最新尺寸数据如表 1 所示:

表 1: 产品尺寸数据表

产品编码	瓶口直径 (mm)	瓶身高度 (mm)	瓶底宽度 (mm)	肩颈弧度 (°)	瓶盖高度 (mm)	瓶盖直径 (mm)
333001 (500mL)	34.20	174.00	73.00	45	28.98	41.70
334001 (1000mL)	34.20	215.00	92.00	45	28.98	41.70

在产品尺寸更替的过程中可能会出现两种尺寸同时存在的情况,如因尺寸变更事宜给您带来不便,敬请谅解。

感谢您对无锡耐思生命科技股份有限公司的支持,我们将竭诚为您提供优质的产品与服务,与您携手共进、共创辉煌。

特此通知


无锡耐思生命科技股份有限公司

2023 年 3 月 20 日


333001

334001


旧方形试剂瓶尺寸示意图




1000ml



500ml



1000ml



500ml

