

# Automation Tips

**应用领域**> 用于基因组学、蛋白组学、细胞组学、免疫检测、代谢组学、生物制药的研发以及其他常用的高通量移液需求。



## ● 产品特点

### • 医用级聚丙烯 (PP) 原料, 符合USP Class-VI

严格按照行业要求选材, 保证材料批次间的稳定性。

### • 内表面光滑, 高疏水性

独有的工艺技术, 精细成型无需脱模, 表面经过特殊工艺处理, 确保吸头具有光滑的内表面, 大大减少液体残留量。

### • 分穴包装, 性能均一

产品分穴收集、包装, 每箱产品同一穴号, 确保产品的可追溯性与均一性, 大大减少了个体之间的偏差, 提高实验结果的准确性。

### • 包装坚固

高强度的泡壳材质或塑料盒包装, 加厚外壁, 抗撞击、抗跌落, 保证了产品在各种运输条件下的完整性和安全性。

### • 气密性好、适配性强

按原厂适配器进行结构绘测, 拥有成熟的注塑工艺, 保证了产品具有良好的气密性和适配性, 提高了产品在工作中的机械精度。

### • 十万级洁净车间自动化生产

## ● 严格的品质管控检测

### • 气密性检测

利用精密检测仪检查吸头与适配器之间的气密性, 保证了每批产品均具有良好的气密性。

### • 导电吸头的电阻值及CV值检测 (CV≤3%)

每批进行一定数量的抽检, 利用精准独特的测量工具进行检测, 确保检测结果的准确与可靠性, 保证了产品具有均一的导电性。

### • 在线设备检测

采用在线监测设备, 对产线产品的尺寸和同心度管控, 节省时间提高产品品质。

### • 生物学性能检测

每批次抽检出具COA, 无DNase/RNase, 无热原, 无内毒素; 经电子束灭菌后, SAL=10<sup>-6</sup>。

欲了解更多信息, 请扫描二维码关注我们的微信公众号



微信公众号  
最新产品信息  
促销公告  
企业资讯



微信订阅号  
为您提供  
生命科学领域  
第一手信息资讯

☎ Tel: +86-510-6800 6788

✉ E-mail: info@nest-wuxi.com

🌐 Website: www.cell-nest.com

for **TECAN**. Genesis/Freedom/Evo/Tecan MiniPrep/Tecan Cavro

容量规格	包装方式	包装规格	导电吸头		透明吸头	
			无滤芯	有滤芯	无滤芯	有滤芯
50 $\mu$ L	2联泡壳装	96支/盒, 24盒/箱	332002	332012	332003	332013
	硬盒装	96支/盒, 50盒/箱		332016	332007	332017
200 $\mu$ L	2联泡壳装	96支/盒, 24盒/箱	332102	332112	332103	332113
	硬盒装	96支/盒, 50盒/箱		332116	332107	332117
1000 $\mu$ L	2联泡壳装	96支/盒, 24盒/箱	332202	332212	332203	332213
	硬盒装	96支/盒, 50盒/箱		332216	332207	332217


for **HAMILTON** Nimbus, Hamilton Starlet, Hamilton Star, Hamilton Vantage.

容量规格	包装方式	包装规格	导电吸头		透明吸头	
			无滤芯	有滤芯	无滤芯	有滤芯
50 $\mu$ L	单泡壳装	96支/盒, 24盒/箱	345002	345012		
	5联泡壳装, 有条码	96支/盒, 60盒/箱	345005	345015		
	单泡壳装, 有条码	96支/盒, 24盒/箱		345013	345503	345513
	硬盒装, 有条码	96支/盒, 10盒/包, 5包/箱		345069	345509	345519
300 $\mu$ L	单泡壳装	96支/盒, 24盒/箱	345102	345112		
	5联泡壳装, 有条码	96支/盒, 60盒/箱	345105	345115		
	单泡壳装, 有条码	96支/盒, 24盒/箱		345113	345603	345613
	硬盒装, 有条码	96支/盒, 10盒/包, 5包/箱		345169	345609	345619
1000 $\mu$ L	单泡壳装	96支/盒, 24盒/箱	345202	345212		
	5联泡壳装, 有条码	96支/盒, 60盒/箱	345205	345215		
	单泡壳装, 有条码	96支/盒, 24盒/箱		345213	345703	345713
	硬盒装, 有条码	96支/盒, 10盒/包, 5包/箱		345269	345709	345719

for **BECKMAN COULTER** FX/NX, Biomek i5/ i7 and Biomek 3000

容量规格	包装方式	包装规格	透明吸头	
			无滤芯	有滤芯
250 $\mu$ L	硬盒装	96支/盒, 10盒/包, 5包/箱	317511	317501
1000 $\mu$ L	硬盒装	96支/盒, 10盒/包, 5包/箱	317011	317101

Technical Drawing of Automation Tips



欲了解更多信息, 请扫描二维码关注我们的微信公众号



微信公众号  
最新产品信息  
促销公告  
企业资讯



微信订阅号  
为您提供  
生命科学领域  
第一手信息资讯

Tel: +86-510-6800 6788

E-mail: info@nest-wuxi.com

Website: www.cell-nest.com