

叠盒装普通移液吸头

Refill Pipette Tip

- 叠盒装普通移液吸头,更多的方便客户使用,节省工作量,缩短工作时间,提高工作效率。
- 叠盒吸头用于定量转移液体常规消耗品,在生物、化学等有移液操作的实验方向领域,细胞培养类实验室液体转移,加液、吸液或其他移液转移用。

● 产品介绍

叠装吸头是由叠合支架,不同规格吸头插入吸头盒架5-10个叠起装配,方便客户使用,降低成本,利用率高,只需一个盒底,用完一个盒架在拿一个盒架装载


● 产品用途及应用方向

- 产品用途:比袋装吸头更加方便,比单盒装更加经济,提高工作效率,节省工作时间
- 应用方向:基因组学,蛋白质组学,细胞组学,免疫检测,代谢组学,生物制药研究与开发以及其他常用的高通量移液用

● 产品特性

- 产品注塑件均使用实验级聚丙烯(PP)材质
- 整套产品5-10个叠起装配,方便客户使用

● 使用方法



● 订购信息

产品尺寸图	10μL 叠盒	200μL 叠盒	300μL 叠盒	1000μL 叠盒
产品编号	301081	302081	305081	303081
产品规格	10 μL	200 μL	300 μL	1000 μL
包装规格	96支/层 10层/盒 10盒/箱	96支/层 10层/盒 10盒/箱	96支/层 5层/盒 10盒/箱	96支/层 5层/盒 10盒/箱
滤芯	无	无	无	无
灭菌	否	否	否	否