


## 集束管

# Cluster tube

NEST 1.1mL 96孔集束管盒架尺寸符合ANSI-SBS标准,可适用多通道移液器和自动化液体工作站。管体采用高透进口PP原材料,符合USP-CLASS 6的标准,具有良好的化学稳定性,适用于细胞、药物、组织、血清等其他试剂的低温储存。


## 规格齐全

- 集束管分为 1.1mL 单管、8 联排、12 联排，管盖有 8 联排、12 联排可供客户选择。
- 适用于多通道移液器和 SBS 标准尺寸载台的自动化液体工作站。






## 设计精巧

- 单向盖设计，配合字母数字网格，确保样品的阳性识别。
- 盒架底部和侧壁镂空设计，热传导性好，并且支持直接带着盒架放入水浴锅进行水浴。



## 优质原材料

- 原材料选用进口 PP 材料，符合 USP class 6 标准 8 联、12 联集束管盖，采用 TPE 材质，密封性更好。
- 耐受低温 -80°C 储存，并耐受高温高压湿热灭菌。




## ● 集束管

| 示意图 | 产品规格            | 包装 |             |      | 材质 | 灭菌编号   | 未灭菌编号  |
|-----|-----------------|----|-------------|------|----|--------|--------|
|     | 1.1mL 单个集束管     | 袋装 | 960个/包      | 5包/箱 | PP | /      | 628111 |
|     |                 | 盒装 | 96个/盒 10盒/包 | 5包/箱 | PP | 628114 | 628112 |
|     | 1.1mL 8 联排管集束管  | 袋装 | 120条/包      | 5包/箱 | PP | /      | 628121 |
|     |                 | 盒装 | 12条/盒 10盒/包 | 5包/箱 | PP | 628124 | 628122 |
|     | 1.1mL 12 联排管集束管 | 袋装 | 80条/包       | 5包/箱 | PP | /      | 628131 |
|     |                 | 盒装 | 8条/盒 10盒/包  | 5包/箱 | PP | 628134 | 628132 |


## ● 集束管盖

| 示意图 | 产品规格    | 包装 |        |      | 材质  | 灭菌编号   | 未灭菌编号  |
|-----|---------|----|--------|------|-----|--------|--------|
|     | 8 联排管盖  | 袋装 | 120条/包 | 5包/箱 | TPE | 628923 | 628921 |
|     | 12 联排管盖 | 袋装 | 80条/包  | 5包/箱 | TPE | 628933 | 628931 |


● 产品尺寸图




1.1mL单个集束管




1.1mL 8联排集束管




1.1mL 12联排集束管




1.1mL 8联排集束管盖



1.1mL 12联排集束管盖



盒架



盒架盖

