

NEST[®]

专注品质·为客户创造更多价值
Your best choice for laboratory and medical consumables

简单3步
轻松注射

易操作 一次性使用 笔式注射器

NEST Disposable Pen Injector

一次性笔式注射器组合件

一次性
固定剂量
注射笔



SP笔式注射器组合件



一次性使用笔式注射器是一种将药液和注射器合二为一，药液以笔芯的形式置于笔中，使用时不必每次抽取药液，只需拔下笔帽，将旋钮调至事先设定的剂量后，即可进行相关药液的注射。

除了用于常见的胰岛素注射外，NEST注射笔还可用于生长素、抗生素、干扰素、美容药物、防生化急救类、止血止痛类、心脏病急救类、解毒类、解热镇痛类、麻醉镇静类等。



精准剂量



操作简单



安全卫生




支持定制

+86-510-6800 6788

info@nest-wuxi.com


www.cell-nest.com

● 满足客户需求



● 产品特性

- 简单操作** 无需专业指导,初次使用亦可轻松掌握
- 规格可定制** 目前有36/37/50/60/74/75/80 单位规格,可根据不同适应症针对性开发
- 高度可定制化** 外观、颜色、剂量、刻度线可定制
- 精准剂量** 提供专业的研发团队和数据验证资料支持
- 无专利风险** 已完成中、美FTO审查,无专利风险
- 证件齐全** 成功办理CDE号,CEMDR、FDA(510k)已提交审核
- 适用范围广** 适用于利拉鲁肽、司美格鲁肽、促卵泡素(FSH)药物、德谷门冬胰岛素等药物



● 定制方案

产品名称	产品规格	最小单位剂量(mL)	常用剂量	常用刻度单位	应用药物
一次性笔式注射器组合件	36单位, 适配3mL卡式瓶	0.0208	0-12.5-25...-450	IU	主要适用于促卵泡素(FSH)药物。
	37单位, 适配3mL卡式瓶	0.01	0-0.25-0.5	mg	主要适用于司美格鲁肽1.34mg/mL浓度的药物。(0.5mg)
	50单位, 适配3mL卡式瓶	0.01	0-0.6-1.2-1.8-2.4-3.0	mg	主要适用于利拉鲁肽注射液。
	60单位, 适配3mL卡式瓶	0.01	0-2...-60	IU	主要适用于门冬胰岛素系列、甘精胰岛素系列。
	74单位, 适配3mL卡式瓶	0.01	0-0.25-0.5-1.0 (可定制为0.5/2.0mg最大刻度)	mg	主要适用于司美格鲁肽药物(各种浓度:0.68mg/mL, 1.34mg/mL, 2.68mg/mL等)。
	75单位, 适配3mL卡式瓶	0.01	0-1 0-1.7 0-2.4	mg	主要用于司美格鲁肽的药物。
耐思 SP 笔式注射器组合件	80单位, 适配3mL卡式瓶	0.01	0-2-...-80	IU	主要适用于德谷门冬胰岛素系列。
	37单位, 适配3mL卡式瓶	0.01	0-0.25-0.5	mg	主要适用于司美格鲁肽1.34mg/mL浓度的药物。(0.5mg)
	50单位, 适配3mL卡式瓶	0.01	0-0.6-1.2-1.8-2.4-3.0	mg	主要适用于利拉鲁肽注射液。
	60单位, 适配3mL卡式瓶	0.01	0-2...-60	IU	主要适用于门冬胰岛素系列、甘精胰岛素系列。
	72单位, 适配3mL卡式瓶	0.01	0-450	IU	主要适用于促卵泡素(FSH)药物。
	74单位, 适配3mL卡式瓶	0.01	0-0.25-0.5-1.0 (可定制为0.5/2.0mg最大刻度)	mg	主要适用于司美格鲁肽药物(各种浓度:0.68mg/mL, 1.34mg/mL, 2.68mg/mL等)。
一次性固定剂量注射笔	75单位, 适配3mL卡式瓶	0.01	0-1 0-1.7 0-2.4	mg	主要用于司美格鲁肽的药物。
	80单位, 适配3mL卡式瓶	0.01	0-2-...-80	IU	主要适用于德谷门冬胰岛素系列。
一次性固定剂量注射笔	8单位, 适配1.5mL卡式瓶	0.08	0-注射	IU	主要适用于人甲状旁腺激素相关肽类似物,用于治疗绝经妇女的高危骨质疏松症。
	8单位, 适配3mL卡式瓶	0.08	0-注射	IU	主要适用于有骨折高风险的绝经妇女骨质疏松症的治疗,如特立帕肽注射液等。